

Masque Flexinet® FFP2V (822)

Boîte de 10 / BER122-201-A00



DESCRIPTION

L'alliance du design 3D innovant et d'une valve haute performance pour un masque jetable à faible résistance respiratoire et adapté à la plupart des formes de visage.

- Efficacité moyenne (94% minimum).

OPTIONS

Boîte de 10 (BER122-201-A00)

NORMES

EN 149

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
FFP2 (pièces faciales filtrantes anti-particules)

Utilisation
NR (non réutilisable)

Couche de charbon actif
Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
8%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
10

Valve d'expiration
Valve

Pince nez
Moulé

Sans métal
Oui

Durée de stockage des filtres
5 ans

Poids du produit
22g

Type de filtre
P (protège contre les aérosols solides et liquides)

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Efficacité de filtration minimale
94% FFP2

Facteur nominal de protection
12

Conception des masques
Grille de protection


Système de réglage du harnais à bascule
Oui

Sans latex
Oui

Matériau du masque
Polypropylène

BSI Kitemark
Oui

CARACTÉRISTIQUES



Confort

Une mousse de confort de 360 ° à l'intérieur du masque permet un ajustement parfait.



Valve

Une valve au design perfectionné pour assurer une résistance respiratoire encore plus faible.



Grille de protection

Grille flexible pour conserver la forme du masque, maximiser la surface de filtration et protéger le média filtrant.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Forces de l'ordre

Fabrication

Sous-traitants des services aux collectivités

GAMME

TÉLÉCHARGEMENTS



 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-olympus-800-series-822.pdf \(PDF\)](#)